

Mikrocentrifugační PCR zkumavka 5 ml s připojeným uzávěrem, transparentní

Katalogové číslo: 04-252-1000

Výrobce Nerbe Plus

Balení 200 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/mikrocentrifugacni-pcr-zkumavka-5-ml-s-pripojenym-uzaverem-transparentni/>



Mikrocentrifugační PCR zkumavka 5 ml

- PP, transparentní, s plochou na popis, s připojeným uzávěrem
- RCF 25000 g
- bez PCR inhibitorů, DNáz, RNáz, pyrogenů
- autoklávovatelné do 121°C
- CE IVD
- biologicky inertní materiál
- víčka pevně drží i při tepelné expozici

- propíchnutelná víčka