

miRNA All-In-One cDNA Synthesis Kit, 20 reakcí

Katalogové číslo:	G898
Balení	20 reakcí
Výrobce	Applied Biological Materials Inc. (abm)
Skladování	4°C



Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/mirna-all-in-one-cdna-synthesis-kit-20-reakci/>

MegaFi™ Pro One-Step RT-PCR je enzymová směs obsahující **OneScript® Hot Reverse Transcriptase** a **MegaFi™ Pro Fidelity DNA Polymerase** s **RNaseOFF Ribonuclease Inhibitor**, gelovým barvivem a dalšími nezbytnými reagensy.

Tato **jednokroková 2X RT-PCR směs** umožňuje **vysoce citlivou a specifickou reverzní transkripci a PCR amplifikaci s vysokou věrností** v jediné reakční zkumavce z jakéhokoli RNA templátu.

Poskytuje flexibilitu při výběru primerů a obsahuje **proprietární RT-PCR pufr se stabilizátory a zesilovači**, které optimalizují obě reakce v **jediném kroku**.

Tento kit nabízí **jednoduché a efektivní nastavení reakce** a představuje **spolehlivou alternativu ke konvenčnímu dvukrokovému RT-PCR**.

Pro další informace klikněte [zde](#).