

Mrazící box pro mikrozukmavky - modrý


Katalogové číslo: 90-9081_MOD

Balení 1 ks – modrý

Výrobce Biologix

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/mrazici-box-pro-mikrozukmavky-modry/>



Mrazící boxy pro mikrozukmavky (0,5 ml, 1,5 a 2,0 ml)

- vyrobeno z polypropylenu, chemicky odolného vůči alkoholům a organickým rozpouštědlům
- umožňuje kontinuální mrazení a rozmrazování

- rozložení 9 x 9, 81 očíslovaných pozic pro snadnou orientaci
- určeno pro 0,5 ml, 1,5 ml a 2,0 ml mikrozkuřavky a kryozkuřavky
- ventilační otvory minimalizují kondenzaci vody v boxu
- autoklávovatelné, odolné vůči mrazu (-90°C - 121°C)