


Mrazicí box pro mikrokumavky - set 5 ks

Katalogové číslo: 90-9081_SET
Balení 5 ks různých barev
Výrobce Biologix

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/mrazici-box-pro-mikrozkumavky-set-5-ks/>



Mrazicí boxy pro mikrokumavky (0,5 ml, 1,5 a 2,0 ml)

- vyrobeno z polypropylenu, chemicky odolného vůči alkoholům a organickým rozpouštědlům
- umožňuje kontinuální mrazení a rozmrazování
- rozložení 9 x 9, 81 očíslovaných pozic pro snadnou orientaci
- určeno pro 0,5 ml, 1,5 ml a 2,0 ml mikrokumavky a kryozkumavky
- ventilační otvory minimalizují kondenzaci vody v boxu
- autoklávatelné, odolné vůči mrazu (-90°C - 121°C)