


## Feline FHV FCV Combo Nucleic Acid Test

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Katalogové číslo: | 207035-1              |
| Balení            | 1 ks                  |
| Výrobce           | Ustar Biotechnologies |

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/mycoplasma-felis-chlamydia-felis-combo-nucleic-acid-test-kopirovat-2/>



Kombinovaný test na přítomnost kočičího Herpesviru (FHV) a kočičího Caliciviru (FCV) se skládá z reakčního modulu, teplotního modulu, laterálního proužku, zkumavky pro odběr vzorků a vnějšího pláště v integrovaném zařízení. Společně s jedinečnou izotermickou amplifikací umožňuje tento test přesnou identifikaci cílové sekvence, operace jsou jednoduché, výsledek rychlý a provoz bezpečný.

Typ vzorku: oční/nosní výplach, ústní sekret discharges, oral secretions

Délka analýzy 40 minut.

Není potřeba žádné laboratorní vybavení.

Limit detekce: 1 000 kopií/test

Využívá princip imunochromatografie