


Mycoplasma Felis and Chlamydia Felis Combo Nucleic Acid Test

Katalogové číslo: 207033-1
Balení 1 ks
Výrobce Ustar Biotechnologies



Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/mycoplasma-felis-chlamydia-felis-combo-nucleic-acid-test/>

Kombinovaný test na přítomnost Chlamydia felis (Cf) a Mycoplasma felis (Mf) se skládá z reakčního modulu, teplotního modulu, laterálního proužku, zkumavky pro odběr vzorků a vnějšího pláště v integrovaném zařízení. Společně s jedinečnou izotermickou amplifikací umožňuje tento test přesnou identifikaci cílové sekvence, operace jsou jednoduché, výsledek rychlý a provoz bezpečný.

Typ vzorku: oční/nosní výplach, ústní sekret discharges, oral secretions

Délka analýzy 40 minut.

Není potřeba žádné laboratorní vybavení.

Limit detekce: 1 000 kopií/test

Využívá princip imunochromatografie