

Nádoba se šroubovacím uzávěrem 20 ml, transparentní, pro patologii

Katalogové číslo: 11-622-0000
Výrobce: Nerbe Plus
Balení: 1000 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/nadoba-se-sroubovacim-uzaverem-20-ml-transparentni/>



Nádoba se šroubovací uzávěrem 20 ml, transparentní

- PP, transparentní, bílé víčko z PE
- nesterilní
- Ø 31 x 48 mm