

Nádoba se šroubovacím uzávěrem 50 ml, transparentní, pro patologii

Katalogové číslo: 11-642-0000

Výrobce Nerbe Plus

Balení 500 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/nadoba-se-sroubovacim-uzaverem-50-ml-transparentni/>



Nádoba se šroubovací uzávěrem 50 ml, transparentní

- PP, transparentní, bílé víčko z PE
- nesterilní
- Ø 39 x 74 mm