

Odběrový set zkumavka + nylonový nasofaryngeální tampon, balení po 20 ks

Katalogové číslo: P042T0020100
Balení 360 kusů
Výrobce Jiangsu Mole Bioscience

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/odberovy-set-zkumavka-nylonovy-nasofaryngealni-tampon/>



Sada slouží k odběru a transportu klinických vzorků obsahující širokou škálu virů a bakterií. Médium je dodáváno ve šroubovací zkumavce se štítkem, určené přímo pro přepravu klinického vzorku k PCR analýze. Uchovávání výtěrů z nosu, krku a sputa v konzervačním roztoku je výhodné po následnou analýzu nukleových kyselin. Flocked Swab tampony jsou velice flexibilní a vhodné pro provedení šetrných nasofaryngeálních výtěrů. Flocked swab tampony jsou vyrobeny metodou nástřiku nylonových vláken na tyčinku. Vlákna jsou orientována rovnoběžně, což zaručuje vyšší záchyt než při použití běžných tamponů. Po provedení výtěru a zalomení ve zkumavce je délka tamponu 80 mm.

Souprava je určena pro IVD použití.

VZOREK JIŽ NENÍ PO PŘIDÁNÍ DO MÉDIA INFEKČNÍ = ZARUČENA BEZPEČNOST PŘI NÁSLEDNÉ MANIPULACI

Obsah sady:

- 1 x 10ml zkumavka obsahující 3 ml inaktivačního transportního média

- 1x odběrový Flocked Swab nasofaryngeální tampón

Zkumavka a sterilně balený tampón zabaleny společně v sáčku