

## Odběrový set\_Inaktivační\_double swab

Katalogové číslo: P042T0030100  
Výrobce: Jiangsu Mole Bioscience  
Balení: 36 kusů

Odkaz do webového katalogu:

[https://allgene.cz/obchod/odberovy-set\\_inaktivacni\\_double-swab/](https://allgene.cz/obchod/odberovy-set_inaktivacni_double-swab/)



### Zkumavka s inaktivačním médiem + Flocked Swab nasofaryngeální tampón + Oropharyngeální tampón

Sada slouží k odběru a transportu klinických vzorků obsahující širokou škálu virů a bakterií. Médium je dodáváno ve šroubovací zkumavce se štítkem, určené přímo pro přepravu klinického vzorku k PCR analýze. Uchovávání výtěrů z nosu, krku a sputa v konzervačním roztoku je výhodné po následnou analýzu nukleových kyselin. Flocked Swab tampony jsou velice flexibilní a vhodné pro provedení šetrných nasofaryngeálních výtěrů. Flocked swab tampony jsou vyrobeny metodou nástřiku nylonových vláken na tyčinku. Vlákná jsou orientována rovnoběžně, což zaručuje vyšší záchyt než při použití běžných tamponů. Po provedení výtěru a zalomení ve zkumavce je délka tamponu 80 mm.

Souprava je určena pro IVD použití.

VZOREK JIŽ NENÍ PO PŘIDÁNÍ DO MÉDIA INFEKČNÍ = ZARUČENA BEZPEČNOST PŘI NÁSLEDNÉ MANIPULACI

Obsah sady:

- 1 x 10ml zkumavka obsahující 3 ml inaktivačního transportního média.
- 1x odběrový Flocked Swab nasofaryngeální tampón
- 1x odběrový oropharyngeální tampón

Zkumavka a sterilně balený tampón zvlášť v krabičce

Balení = 36 kusů (45 Kč/kus)



GENETICKÉ VYBAVENÍ / LÉKAŘSKÝ MATERIÁL / DODÁVKA V ČR

E: [allgene@allgene.cz](mailto:allgene@allgene.cz) T: +420 608 559 953



Allgene s.r.o, Starovice 132, 693 01, Starovice, Česká Republika,

Společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C složka 108219