

Odběrový set_Neinaktivační

Katalogové číslo: P045T0010100
Výrobce: Jiangsu Mole Bioscience
Balení: 50 kusů

Odkaz do webového katalogu:

https://allgene.cz/obchod/odberovy-set_neinaktiva_cni/



Zkumavka s Hankovým roztokem + Flocked Swab nasofaryngeální tampón

Sada slouží k odběru a transportu klinických vzorků obsahující širokou škálu virů a bakterií. Médium, které je připravené dle Hankova vzorce obsahuje antibiotika a fenolovou červen. Médium je dodáváno ve šroubovací zkumavce se štítkem, určené přímo pro přepravu klinického vzorku k PCR analýze. Uchovávání výtěrů z nosu, krku a sputa v konzervačním roztoku je výhodné pro následnou analýzu. Flocked Swab tampony jsou velice flexibilní a vhodné pro provedení šetrných nasofaryngeálních výtěrů. Flocked swab tampony jsou vyrobeny metodou nástřiku nylonových vláken na tyčinku. Vláknina jsou orientována rovnoběžně, což zaručuje vyšší zachyt než při použití běžných tamponů. Po provedení výtěru a zalomení ve zkumavce je délka tamponu 80 mm. Souprava je určena pro IVD použití.

- Lze jej použít pro následnou kultivaci bez ovlivnění aktivity patogenu
- Lze použít pro PCR bez předchozí izolace
- Lze použít pro „LAMP“ testy

Obsah sady:

- 1x 10ml zkumavka obsahující 3 ml Hankova roztoku s antibiotiky a fenolovou červení
- 1x odběrový Flocked Swab nasofaryngeální tampón

Zkumavka a sterilně balený tampón zvlášť v krabičce



GENETICKÉ VYBAVENÍ / LÉKAŘSKÝ MATERIÁL / DODÁVKA V ČR

E: allgene@allgene.cz T: +420 608 559 953



Allgene s.r.o, Starovice 132, 693 01, Starovice, Česká Republika,

Společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C složka 108219