

PCR destička, 384x40 ul, pro Roche Lightcycler, bílá

Katalogové číslo: 04-083-0384

Výrobce: Nerbe Plus

Balení: 10 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/pcr-desticka-384x40-ul-p-ro-roche-lightcycler/>



PCR destička 384 x 40 ul, pro Roche Lightcyclery, bílá

- PP, full-skirted, pro qPCR
- RCF 6000 g
- bez PCR inhibitorů, DNáz, RNáz, pyrogenů
- autoklávovatelné do 121°C
- CE IVD
- biologicky inertní materiál