

PCR destička, 96x0,2 ml, pro Roche Lightcycler

Katalogové číslo: 04-083-0096

Výrobce: Nerbe Plus

Balení: 10 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/pcr-desticka-96x02ml-pr-o-roche-lightcycler/>



PCR destička 96 x 0,2 ml, pro Roche Lightcyclery, bílá, nízký profil

- PP, half-skirted, pro qPCR
- RCF 6000 g
- bez PCR inhibitorů, DNáz, RNáz, pyrogenů
- autoklávovatelné do 121°C
- CE IVD
- biologicky inertní materiál