

Pipetovací špička PP s filtrem 0-20μl, premium surface

Katalogové číslo:	06-622-0000
Výrobce	Nerbe Plus
Balení	1000 ks v balíku
Skladování	+10°C až +30°C

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/pipetovaci-spicka-pp-s-filtrem-0-20%C2%B5l-premium-surface/>



Pipetovací špička PP s filtrem 0-20 μl, premium surface, transparentní, s límečkem, premium bio, sterilní R, CE/IVD

Univerzální límeček zaručuje kompatibilitu s většinou pipet na trhu

Flexibilní materiál límečku zaručuje jednoduché nasazování a odhazování špičky z pipety

Filtr je vyroben z ultračistého PE bez chemických přísad nebo aditiv

Špičky jsou kompatibilní s multikanálovými pipetami

Stěna špičky je plně transparentní

Premium surface povrch " Eliminuje maximálním možným způsobem ulpívání tekutiny na vnitřní stěně špičky

Zabraňuje ztrátám reagentů při pipetování

Maximální přesnost a reproducibilita pipetování

Na výrobu je použit pouze speciálně čištěný polypropylen (99,9% čistota) bez kontaminujících přísad

Minimalizovaná šířka pórů ve filtru (10-15 mikronů) umožňuje vytvořit spolehlivou bariéru aerosolům a vylučuje nebezpečí kroskontaminace

- Objem: 0 - 20 µl (super tenká)
- Balení: 1000 ks v balíku
- Popis: RNase-, DNase-, pyrogenfree
- Orientační objemová stupnice
- Sterilní
- Certifikace: CE, IVD