


Pipetovací špička PP s filtrem 0,1-10µl, premium surface, super tenká

Katalogové číslo:	06-613-5300
Výrobce	Nerbe Plus
Balení	960 ks/bal (10x96ks)
Skladovani	+10°C až +30°C

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/pipetovaci-spicka-pp-s-filtrem-01-10%C2%B5l-premium-surface-super-tenka-2/>





Pipetovací špička PP s filtrem 0,1-10 µl, premium surface, super tenká, typ Gilson, transparentní, s límečkem, premium bio, sterilní R, CE/IVD

Univerzální límeček zaručuje kompatibilitu s většinou pipet na trhu

Flexibilní materiál límečku zaručuje jednoduché nasazování a odhazování špičky z pipety

Filtr je vyroben z ultračistého PE bez chemických přísad nebo aditiv

Špičky jsou kompatibilní s multikanálovými pipetami

Stěna špičky je plně transparentní

Premium surface povrch " Eliminuje maximálním možným způsobem ulpívání tekutiny na vnitřní stěně špičky

Zabraňuje ztrátám reagentů při pipetování

Maximální přesnost a reproducibilita pipetování

Na výrobu je použit pouze speciálně čištěný polypropylen (99,9% čistota) bez kontaminujících přísad

Minimalizovaná šířka pórů ve filtru (10-15 mikronů) umožňuje vytvořit spolehlivou bariéru aerosolům a vylučuje nebezpečí kroskontaminace

- Objem: 0,1 - 10 µl (super tenká)
- Balení: 1 Krabice (10 x krabička s 96 špičkami)
- Popis: RNase-, DNase-, pyrogenfree



GENETICKÉ VYBAVENÍ / LÉKAŘSKÝ MATERIÁL / DODÁVKA V ČR

E: allgene@allgene.cz T: +420 608 559 953

- Orientační objemová stupnice
- Sterilní
- Certifikace: CE, IVD



Allgene s.r.o, Starovice 132, 693 01, Starovice, Česká Republika,

Společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C složka 108219