

Pipetovací špička PP s filtrem 0,1-10µl, premium surface, extra dlouhá

Katalogové číslo:	06-612-5300
Výrobce	Nerbe Plus
Balení	960 ks/bal (10x96ks)
Skladování	+10°C až +30°C

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/pipetovaci-spicka-pp-s-filtrem-01-10%20%b5l-premium-surface-extra-dlouha-2/>





Pipetovací špička PP s filtrem 0,1-10 µl, premium surface, extra dlouhá, typu Eppendorf, transparentní, s límečkem, premium bio, sterilní R, CE/IVD

Univerzální límeček zaručuje kompatibilitu s většinou pipet na trhu

Flexibilní materiál límečku zaručuje jednoduché nasazování a odhazování špičky z pipety

Filtr je vyroben z ultračistého PE bez chemických přísad nebo aditiv

Špičky jsou kompatibilní s multikanálovými pipetami

Stěna špičky je plně transparentní

Premium surface povrch " Eliminuje maximálním možným způsobem ulpívání tekutiny na vnitřní stěně špičky

Zabraňuje ztrátám reagensů při pipetování

Maximální přesnost a reproducibilita pipetování

Na výrobu je použit pouze speciálně čištěný polypropylen (99,9% čistota) bez kontaminujících přísad

Minimalizovaná šířka pórů ve filtru (10-15 mikronů) umožňuje vytvořit spolehlivou bariéru aerosolům a vylučuje nebezpečí kroskontaminace

- Objem: 0,1 - 10 µl (extra dlouhá)
- Balení: 1 krabice (10 x krabička s 96 špičkami)
- Popis: RNase-, DNase-, pyrogenfree
- Orientační objemová stupnice
- Sterilní
- Certifikace: CE, IVD