


PML-RARA t(15;17)(q22;q21), 24 reakcí

Katalogové číslo:	RT-100
Balení	24 reakcí
Výrobce	Clonit
Skladování	-20°C

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/pml-rara-t1517q22q21/>



Diagnostický test pro detekci a identifikaci PML-RARA genových fúzí vyplývajících z t(15;17)(q22;q21) pomocí jednokrokové multiplex Real-Time PCR.

Umožňuje také detekci a kvantifikaci ABL jako endogenního kontrolního genu.

Cíle (vše v jednom Mixu):

- PML-RARA BCR1 fusion transcript
- PML-RARA BCR2 fusion transcript
- PML-RARA BCR3 fusion transcript
- Interní kontrola (IC): ABL gene