

Poly-L-Lysine Coating Solution (0.1%), 25 ml

Katalogové číslo:	TM061
Balení	25 ml
Výrobce	Applied Biological Materials Inc. (abm)
Skladování	2-8°C



Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/poly-l-lysine-coating-solution-0-1-25-ml/>

Poly-L-lysin je kladně nabitá syntetická aminokyselina s jedním hydrobromidem na jednotku lysinu. Běžně se používá jako tenký povlak na povrchu tkáňových kultur. Povlak z poly-L-lysinu podporuje přilnavost a adhezi mnoha buněk in vitro tím, že zvyšuje elektrostatickou přitažlivost mezi povrchem a buňkami.

Pro další informace klikněte [zde](#).