


Quanty COVID-19

Katalogové číslo:	RT-25v2
Balení	96 reakcí
Skladování	-20°C
Výrobce	Clonit

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/quanty-covid-19/>



Unikátní **kvantitativní Real-Time PCR** detekční souprava pro stanovení Coronaviru COVID-19.

Souprava má **CE/IVD** značku.

Jako target používá tři pozice v genu N1, N2 a N3 (nucleocapsid phosphoprotein). V soupravě je interní, pozitivní i negativní kontrola. Vše je připraveno k použití ve formě dvou mastermixů.

Jako primární vzorek slouží stěry horních cest dýchacích, extrakty z nosohltanu, sputum, vzorky odebrané z dolních cest dýchacích, laváž, sérum.

V soupravě je vše připravené k použití, včetně interní, pozitivní i negativní kontroly.
Standardní doba expirace: 10 měsíců

Certifikace: CE, IVD

Přístroje doporučené pro provádění analýz:

7500 Fast from Lifetechnologies, Rotor Gene Q MDx from QIAGEN, CFX96 from Biorad, MIC

Počet testů v balení: 96