

Quanty HDV

Katalogové číslo:	RT-49
Balení	48 reakcí
Skladování	-20°C

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/quanty-hdv/>



Quanty HAV je souprava pro detekci a kvantifikaci viru hepatitidy D pomocí Real Time PCR.

Systém quanty HDV je kvantitativní test, který umožňuje amplifikaci a kvantifikaci RNA pomocí Real Time PCR.

Analýza výsledků se provádí pomocí analyzátoru real time PCR.

Kit quanty HDV je kompatibilní s následujícími přístroji pro qPCR:

- 7500 Fast Lifetechnologies
- Rotor-Gene Q MDx QIAGEN
- Versant kPCR AD: Siemens nebo Stratagene MX3005P/MX3000P
- LightCycler 480 Roche
- Mic 4
- CFX Biorad



GENETICKÉ VYBAVENÍ / LÉKAŘSKÝ MATERIÁL / DODÁVKA V ČR

E: allgene@allgene.cz T: +420 608 559 953



Allgene s.r.o, Starovice 132, 693 01, Starovice, Česká Republika,

Společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C složka 108219