


Samostatně balený tampón pro odběr z nosohltanu

Katalogové číslo: P043T00701
Výrobce: Jiangsu Mole Bioscience
Balení: 36 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/samostatne-baleny-tampon-pro-odber-z-nosohlitanu/>



Flocked Swab tampóny jsou velice flexibilní a vhodné pro provedení šetrných nasofaryngeálních výtěrů. Flocked swab tampóny jsou vyrobeny metodou nástřiku nylonových vláken na tyčinku. Vlákná jsou orientována rovnoběžně, což zaručuje vyšší zachyt než při použití běžných tamponů. Po provedení výtěru a zalomení ve zkumavce je délka tamponu 80 mm.

Balení = 100 ks