

Flocked Swab nasofaryngeální tampón

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Cena
P043T00701	Samostatně balený nylonový nasofaryngeální tampón	100 ks v balení	8 Kč bez DPH / kus

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Flocked Swab tampóny jsou velice flexibilní a vhodné pro provedení šetrných nasofaryngeálních výtěrů. Flocked swab tampóny jsou vyrobeny metodou nástřiku nylonových vláken na tyčinku. Vlákná jsou orientována rovnoběžně, což zaručuje vyšší zachyt než při použití běžných tamponů. Po provedení výtěru a zalomení ve zkumavce je délka tamponu 80 mm. Souprava je určena pro IVD použití.

SKLADOVÁNÍ

Pokožová teplota

