

SARS-CoV-2 & FLU A/B & RSV Antigen Combo Test

Katalogové číslo: R223T020B0C0
 Balení 20 kusů
 Výrobce Jiangsu Mole Bioscience

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/sars-cov-2-flu-ab-rsv-antigen-combo-test/>



Test **SARS-CoV-2 & FLU A&B & RSV Antigen Combo Test** je kvalitativní imunotest na bázi membránového stripu pro detekci viru COVID-19, viru chřipky A, viru chřipky B a RSV ve vzorku výtěru.

VÝHODY PRODUKTU

- Rychlá detekce s výsledkem do 15 minut
- Jednoduché provedení testu, které nevyžaduje laboratorní vybavení
- Nízká cena a možnost provedení testů v místě odběru vzorku
- Rozšíření testování a možnost testování v místech, kde není k dispozici laboratoř
- **Chřipka A:** Senzitivita 98.18% a Specificita 100 %
- **Chřipka B:** Senzitivita 98.97% a Specificita 100 %
- **RSV:** Senzitivita 97,11 % a Specificita 100 %
- **Covid-19:** Senzitivita 98 % a Specificita 99 %

1 test = 80 Kč bez DPH --> 1 balení (20 testů = 1600 Kč)