

Sérologická pipeta 1 ml, 270 mm, samostatně balená

Katalogové číslo: 12-401-9103

Balení 500 kusů

Výrobce Nerbe Plus

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/serologicka-pipeta-1-ml-270-mm-samostatne-balena/>



- transparentní, barevná kód: žlutá
- každá pipeta balena zvlášť
- radiačně sterilizována
- délka 270 mm
- Materiál: Pipeta PS, filtr PE
- bez PCR inhibitorů, lidské DNA, DNáz a RNáz, pyrogenů