

Sérologická pipeta 10 ml, 235 mm, samostatně balená

Katalogové číslo: 12-461-7108

Balení 200 kusů

Výrobce Nerbe Plus

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/serologicka-pipeta-10-ml-235-mm-samostatne-balena/>



- transparentní, barevná kód: oranžová
- každá pipeta balena zvlášť
- krátká verze
- radiačně sterilizována
- délka 235 mm
- Materiál: Pipeta PS, filtr PE
- bez PCR inhibitorů, lidské DNA, DNáz a RNáz, pyrogenů