

Sérologická pipeta 10 ml, 340 mm, velký ventil

Katalogové číslo: 12-471-8108

Balení 500 kusů

Výrobce Nerbe Plus

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/serologicka-pipeta-10-ml-340-mm-velky-ventil/>



- transparentní, barevná kód: oranžová
- balení po 25 ks v sáčku
- velký vypouštěcí ventil
- radiačně sterilizována
- délka 340 mm
- Materiál: Pipeta PS, filtr PE
- bez PCR inhibitorů, lidské DNA, DNáz a RNáz, pyrogenů