

Sérologická pipeta 25 ml, 230 mm, samostatně balená

Katalogové číslo: 12-481-7105

Výrobce: Nerbe Plus

Balení: 100 kusů

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/serologicka-pipeta-25-ml-230-mm-samostatne-balena/>



- transparentní, barevná kód: červená
- každá pipeta balena zvlášť
- krátká verze
- radiačně sterilizována
- délka 230 mm
- Materiál: Pipeta PS, filtr PE
- bez PCR inhibitorů, lidské DNA, DNáz a RNáz, pyrogenů