

Sérologická pipeta 5 ml, 230 mm, samostatně balená

Katalogové číslo: 12-441-7105

Balení 200 kusů

Výrobce Nerbe Plus

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/serologicka-pipeta-5-ml-230-mm-samostatne-balena/>



- transparentní, barevná kód: modrá
- každá pipeta balena zvlášť
- radiačně sterilizována
- délka 230 mm
- Materiál: Pipeta PS, filtr PE
- bez PCR inhibitorů, lidské DNA, DNáz a RNáz, pyrogenů