

Sérologická pipeta 5 ml, 335 mm

Katalogové číslo: 12-441-6105

Balení 500 kusů

Výrobce Nerbe Plus

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/serologicka-pipeta-5-ml-335-mm/>



- transparentní, barevná kód: modrá
- balení po 25 ks v sáčku
- radiačně sterilizována
- délka 335 mm
- Materiál: Pipeta PS, filtr PE
- bez PCR inhibitorů, lidské DNA, DNáz a RNáz, pyrogenů