

Sodium Pyruvate Solution (100mM), 100 ml

Katalogové číslo:	TM057
Balení	100 ml
Výrobce	Applied Biological Materials Inc. (abm)
Skladování	2-8°C

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/sodium-pyruvate-solution-100mm-100-ml/>



Pyruvát sodný se v buněčné kultuře používá jako zdroj uhlíku. Také se podílí na metabolismu aminokyselin a iniciuje Krebsův cyklus.

Jelikož buňky mohou produkovat pyruvát sodný jako meziprodukt během glykolýzy, je nezbytným doplňkem pro buněčné kultury.

Pro další informace klikněte [zde](#).