

TRUPCR® ALL PCR Panel Kit, 24 reakcí

Katalogové číslo:	3B1405
Balení	24 reakcí
Výrobce	TRU PCR

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/trupcr-all-pcr-panel-kit-24-reakci/>



Sada **TRUPCR® ALL PCR Panel Kit** je určena pro kvalitativní detekci diagnostických a prognostických markerů **akutní lymfoblastické leukémie (ALL)** ve vzorcích periferní krve pomocí PCR v reálném čase. Jedná se o komplexní sadu, která obsahuje kompletní chemii cDNA pro transkripty založené na RNA.

Klíčové vlastnosti:

- **Komplexní detekce:** Umožňuje detekci nejčastějších diagnostických a prognostických markerů ALL.
- **Detekce fúzních genů:** Identifikuje nejběžnější varianty transkriptů ve fúzních genech.
- **Vysoká citlivost:** Schopnost detekovat až 10 kopií fúzních transkriptů.
- **Kompletní sada:** Obsahuje všechny reagenty pro syntézu cDNA, PCR a PCR v reálném čase.
- **Kompatibilita:** Funguje s různými přístroji pro PCR v reálném čase i konvenční PCR.
- **Jednoduché použití:** Rychlé, spolehlivé, komplexní a ekonomicky výhodné testování.

Pro další informace klikněte [zde](#).