

TRUPCR® Coagulation/Thrombophilia Panel Kit, 24 reakcí

Katalogové číslo: 3B1400
Výrobce: TRU PCR
Balení: 24 reakcí

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/trupcr-coagulation-thrombophilia-panel-kit-24-reakci/>



Souprava TRUPCR® Coagulation/Thrombophilia Panel qPCR Kit je navržena pro kvalitativní detekci:

- Faktor II (protrombin, G20210A)
- Faktor V Leiden (G1691A)
- MTHFR (C677T a A1298C)

Klíčové vlastnosti soupravy TRUPCR® Coagulation/Thrombophilia Panel qPCR Kit:

- Detekuje mutace Faktor II (protrombin, G20210A), Faktor V Leiden (G1691A) a MTHFR (C677T a A1298C) v jedné soupravě.
- Rychlé a mimořádně přesné testy.
- Na základě alelové diskriminace je test spolehlivý a vysoce reprodukovatelný.
- Vysoká citlivost (2 % mutantní alely v pozadí 98 % alely divokého typu) a specifita.
- Amplifikace alely divokého typu pro kontrolu kvality a kvantity DNA.
- Snadný pracovní postup a kompatibilita s následujícími systémy: Applied Biosystems 7300 / 7500 Real-Time PCR System, AriaMx Real-Time PCR System, CFX Connect™ / CFX96™ / Dx Real-Time PCR Detection System, QuantStudio™ 3 a 5 Real-Time PCR System, Rotor-Gene Q, StepOne™ / StepOnePlus™ Real-Time PCR System.

Pro další informace klikněte [zde](#).