

TRUPCR® NPM1 Qualitative Kit, 24 reakcí

Katalogové číslo:	3B1327
Balení	24 reakcí
Výrobce	TRU PCR

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/trupcr-npm1-qualitative-kit-24-reakci/>



Sada **TRUPCR® NPM1 Qualitative Kit** je diagnostický test založený na amplifikaci nukleových kyselin, určený pro kvalitativní detekci mutace genu NPM1 ve vzorcích periferní krve. Detekce je prováděna pomocí fluorescenčních sond.

Charakteristika testu:

- **Dvouzkušavkový test** obsahující směs primerů a sond pro detekci mutace genu NPM1 a referenčního kontrolního genu.
- Detekuje tři varianty mutací NPM1:
 - **Mutace A** (c.860_863dupTCTG)
 - **Mutace B** (c.863_864insCATG)
 - **Mutace D** (c.863_864insCCTG)

Klíčové vlastnosti:

- **TRUPCR® NPM1 Qualitative Kit** umožňuje počáteční diagnostiku a stratifikaci pacientů s AML na skupiny s vysokým a nízkým rizikem.
- Spolehlivá a citlivá detekce mutací **NPM1 A, B a D**.
- Sada umožňuje detekovat až 1 % mutantní alely v pozadí 99 % divokého typu alely.
- Kompatibilní s různými přístroji pro PCR v reálném čase.
- Jednoduché použití, rychlost, spolehlivost, komplexnost a ekonomičnost.

Pro další informace klikněte [zde](#).



GENETICKÉ VYBAVENÍ / LÉKAŘSKÝ MATERIÁL / DODÁVKA V ČR

E: allgene@allgene.cz T: +420 608 559 953



Allgene s.r.o, Starovice 132, 693 01, Starovice, Česká Republika,

Společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C složka 108219