

TRUPCR® PML-RARA Qualitative Kit (BCR1, BCR2, BCR3), 24 reakcí

Katalogové číslo: 3B1297
Balení 24 reakcí
Výrobce TRU PCR

Odkaz do webového katalogu:

<https://allgene.cz/obchod/trupcr-pml-rara-qualitative-kit-bcr1-bcr2-bcr3-24-reakci/>



Kvalitativní PCR test TRUPCR® PML-RARA je amplifikační test nukleových kyselin pro kvalitativní detekci fúzních transkriptů PML-RAR-alfa v lidských klinických vzorcích. V tomto testu s více zkumavkami se extrahovaná RNA podrobuje samostatným postupům reverzní transkripce v reálném čase a polymerázové řetězové reakce (RT-PCR), aby se současně detekovaly dlouhé, variantní a krátké izoformy. Jako kontrola kvality RNA vzorku se provádí dodatečná amplifikace genu ABL.

Klíčové vlastnosti:

- **První komerčně dostupný test:** Poskytuje přesnou detekci a diferenciaci fúzních transkriptů **bcr1**, **bcr2** a **bcr3**.
- **Detekce obou forem bcr2:** Umožňuje rozlišení 5' a 3' variant bcr2 (variantní forma).
- **Vyšší citlivost a specifita:** Zajišťuje spolehlivou analýzu s jednoduchým pracovním postupem a rychlými výsledky.
- **Kompletní sada:** Obsahuje všechny potřebné reagenty pro test.
- **Kompatibilita:** Test je kompatibilní s různými přístroji pro PCR.

Pro další informace klikněte [zde](#).